



KIT DE RENOVACIÓN DE APARATOS SANITARIOS

Codigo Atmos : 1203FR / Code EAN : 3259040012215

DESCRIPCIÓN

- ✓ Especial para superficies esmaltadas y sintéticas
- ✓ Alta resistencia a través del tiempo
- ✓ Poder protector excepcional
- ✓ Estirado perfecto Acabado lacado
- ✓ No se amarillea
- ✓ Contenido del kit : un bote de resina, un bote de endurecedor, un rodillo, un pincel, un par de guantes, una barrita mezcladora, un recipiente de pintura, un folleto de uso, un papel de lija.

LAS RECOMENDACIONES DE ATMOS

Por favor, tómese el tiempo de leer cuidadosamente este folleto antes de empezar a utilizar este producto.

IMPORTANTE

- ✓ El producto debe ser utilizado en una sola vez mezclando la totalidad del endurecedor con el contenido del bote de resina.
- ✓ Este producto es una resina epoxi que, una vez seca, es tan resistente como un esmalte.
- ✓ El producto puede ser utilizado durante alrededor de cuarenta minutos
- ✓ Pasado este tiempo, el producto empieza a solidificarse en masa en el bote y genera progresivamente un importante calentamiento, lo cual es totalmente normal.
- ✓ Nunca deje el rodillo al interior de producto.
- ✓ Almacene su kit ATMOSANI por lo menos 24h a una temperatura ambiente de alrededor de 20°C antes de su utilización.
- ✓ Nunca almacene el producto a una temperatura inferior a 15°C.
- ✓ Este kit permite renovar hasta 5 m2 de superficie.
- ✓ El producto se utiliza en todo tipo de soportes no absorbentes previamente preparados: esmalte, loza, acrílico, chapa y fundición es- maltada, cemento, etc

