



Anti-Schimmel Konzentrat

Produkteigenschaften:

- Zusatz für Wandfarben und Tapetenkleister
- Langzeitwirkung gegen Schimmel- und Algenbefall
- hochwirksam

Konzentrat als Schutzmittel für Produkte während der Lagerung (25-32 ml/l Produkt auf Wasserbasis). Zuverlässiger Schutz vor Schimmel und mikrobiellem Befall.

Anwendungsbereich:

Zusatz zu Wandfarben, Tapetenkleister, Dekorputzen, Fertigspachtelmassen und ähnlichen wasserbasierenden Produkten. Auch zur Untergrundsanierung im Innen- und Außenbereich.

Anwendung:

Als Zusatz zu Wandfarben: 250 ml Anti-Schimmel Konzentrat gründlich in 10 l Farbe einrühren und die Farbe wie üblich verarbeiten. Das gleiche Mischungsverhältnis gilt auch für Dekorputze und andere wasserbasierte Produkte.

Als Zusatz für Tapetenkleister: Beim Anrühren des Tapetenkleisters einen Teil des Anrührwassers durch die entsprechende Menge Anti-Schimmel Konzentrat ersetzen (125 ml Anti-Schimmel Konzentrat pro 200-g-Packung Kleister). Danach kann der Tape-tenkleister in gewohnter Weise verarbeitet werden.

Lagerung und Entsorgung:

Gebinde kindersicher, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Getrennt von Lebensmitteln aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel-Nr. 07 07 04 entsorgen.

Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 831
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr

Einsatzbereich:



Technische Daten:

Rohstoffbasis: Isothiazolinonderivat, Lösungsmittel und Additive
Dichte: ca. 1,1 g/cm³
Aussehen: Flüssigkeit, gelblich
Geruch: charakteristisch

Hinweise:

Nicht unter + 5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Biozid-Produkte-Verordnung (528/2012/EG)

Konzentrat als Schutzmittel für Produkte während der Lagerung (25-32 ml/l Produkt auf Wasserbasis).

100g enthalten: 2,49 g 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on.

Baua-Reg.-Nr.: N-63900

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.schimmelx.de oder unter sds@glutolin.de.

Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551/19240

Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 005606144 PE-Flasche 250 ml
EAN 4044899 05606 5

Internet: www.schimmelx.de
E-Mail: Info@schimmelx.de

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.