

# GEL WC PINO MPL

## DESCRIPCIÓ:

El Gel WC Pi MPL neteja i desincrusta el vàter, eliminant tot tipus de taques. El seu ús regular garanteix un vàter net, així com una cambra de bany perfumat.

## MODE D'OCUPACIÓ:

Per obrir, pressionar les parts rugoses del tap i girar. Aplicar el producte sota la vora del vàter. Deixeu actuar uns 15 minuts. Utilitzar una escombreta, si cal i aclarir accionant la descàrrega de la cisterna.

## CARACTERÍSTIQUES:

### Propietat

**Aspecte**

**pH**

**Densitat (g/cm<sup>3</sup>)**

**Composició**

### Valors típics

Gel translúcid de color verd, amb olor característica del perfum .

2.1 - 2.8

0.990-1.010

Conté, entre d'altres ingredients: < 5%: Tensioactius no iònics.  
Perfums .

## ADVERTIMENTS:

No fer servir sobre marbres, banyeres metàl·liques esmaltades o altres superfícies sensibles a productes àcids. No recomanable en inodors la superfície interior dels quals estigui desgastada ja que el colorant pot quedar incrustat. No barregeu aquest producte amb lleixiu o altres productes de neteja.

## PRECAUCIONS:

Indicacions de perill:

Eye Irrit . 2: H319 - Provoca irritació ocular greu

Consells de prudència:

P101: Si necessiteu consell mèdic, tingueu a mà l'envàs o l'etiqueta

P102: Mantenir fora de l'abast dels nens

P264: Rentar-se les mans a consciència després de la manipulació

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir amb aigua amb cura durant diversos minuts. Treure les lents de contacte quan hi siguin presents i es pugui fer amb facilitat. Prosseguir amb el rentat

P501: Eliminar el contingut/el recipient mitjançant el sistema de recollida selectiva habilitat al vostre municipi

No ingerir. En cas d'accident, consulteu al Servei Mèdic d'Informació Toxicològica, telèfon 91 562 04 20.

**ENVÀS :**

<b>Envàs tipus</b>	Ampolla de polietilè blanc.
<b>Tap</b>	Tap de rosca de polipropilè.
<b>Capacitat</b>	1 L
<b>Unitats per caixa</b>	10
<b>Caixes per palet</b>	72
<b>Codi EAN</b>	8436032034775